

prix



2096 PP / 2098 PP / Júnior Plus

Balanças eletrônicas para pesar pessoas.

As balanças eletrônicas para pesar pessoas da Toledo do Brasil foram cuidadosamente desenvolvidas para a pesagem de adultos, crianças, bebês e recém-nascidos.

A combinação das suas cores e do seu design forma um conjunto leve e agradável que agrega um alto valor estético a qualquer tipo de ambiente.

Além disso, são práticas, seguras e robustas, proporcionando leituras fáceis e confiabilidade nas pesagens com baixa manutenção. Estas são algumas das vantagens em ter uma balança Prix.

2096 PP / 2098 PP - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Com o constante crescimento no controle de pesagem de pessoas, a Toledo do Brasil desenvolveu a balança 2096 PP, que possui capacidade de 200 kg x 50 g, atendendo os mais exigentes clientes. Para aumentar a faixa de pesagem, a linha de produtos foi expandida com a balança 2098 PP que possui versões com faixas de pesagem de 200 kg x 50 g e 300 kg x 100 g, assegurando pesagens precisas, com robustez e qualidade.

Excelente visualização do peso

Utiliza display LCD com backlight, que garante leituras rápidas e sem erros, com alta visibilidade do peso, além do baixo consumo de energia.

Operação Simples

Sempre pronta para o uso, dispensa intervenções manuais mantendo a indicação em zero entre as pesagens.

Segurança nas pesagens

Superfície de pesagem revestida com borracha antiderrapante e pés niveladores proporcionam aderência da balança ao piso e segurança aos usuários durante as pesagens.

Comodidade

Gancho para bolsas e vestimentas oferece conforto e comodidade ao usuário.

Opcionais

- Régua Antropométrica
- Saída RS-232C para Impressora Matricial de Etiquetas 351, computadores e outros periféricos.



JÚNIOR PLUS - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Excelente visualização do peso

Utiliza display LCD com backlight, possibilitando excelente visibilidade do peso, leituras rápidas e sem erros.

Bateria interna recarregável

Possibilita o uso contínuo da balança sem que a mesma esteja ligada direto na rede elétrica, flexibilizando sua utilização.



Júnior Plus

Prato anatômico higienizável e atóxico

Atende à Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês.

Cálculo automático do peso do bebê

Permite descontar o peso de travessieiros, fraldas, cobertores etc., além de facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação.

Opcionais

- Saída RS-232C para Impressora Matricial de Etiquetas 351, computadores e outros periféricos;
- Acolchoado plástico com espuma, reforçado para mais conforto na pesagem do bebê.

APLICAÇÕES

Em qualquer local onde seja necessária a pesagem de recém-nascidos, bebês, crianças ou adultos, como: farmácias, hospitais, clínicas e consultórios médicos, creches, escolas, centros de dietas, clubes, ginásios de esportes, academias, hotéis, lojas de departamento, residências, condomínios etc.

Especificações técnicas

Modelos	—	Júnior Plus	2096 PP	2098 PP	
Capacidade	—	15 kg x 5 g	200 kg x 50 g		300 kg x 100 g
Display	Tipo	LCD com backlight			
	Dígitos	6 dígitos			
	Tamanho (L) x (A)	6,3 x 16 mm	12 x 26 mm	6,9 x 15 mm	
Bateria interna recarregável	Autonomia	Até 480 horas	—	—	
Adaptador de Parede Multivoltagem	Entrada	100 a 240 Vca			
	Saída	7,7 Vcc – 1 A			
Temperatura de operação	5° à 35° C		0° à 40° C		
Umidade	10 a 95 % sem condensação				
Acabamento	—	ABS Branco	Esmalte Branco		
Dimensões	Balança (L) x (A) x (P)	330 x 110 x 350 mm	400 x 1000 x 610 mm	340 x 1256 x 493 mm	500 x 1256 x 603 mm
	Plataforma (L) x (A) x (P)	653 x 234 x 300 mm	400 x 74 x 400 mm	340 x 74 x 390 mm	500 x 110 x 500 mm
Régua Antropométrica	Escala	—	1,05 a 2,07 m		
Peso de Embarque	—	6,2 kg	30 kg	32 kg	53,5 kg
Aprovação	Portaria	INMETRO 236/94			
	Classe	Classe de exatidão $\text{E} \equiv$			

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100	Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200	Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700	Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600	Santos, SP.....(13) 2202 - 7900
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800	Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400	São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400	Recife, PE.....(81) 3878 - 8300	Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800	Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900